

Enfermedades Respiratorias

Catálogo de Productos 2023



**Distribuidor de Insumos para Laboratorios
« TEST RÁPIDOS, REACTIVOS e INSUMOS »**

**Atención Hospitalaria y Atención Sanitaria
a Organizaciones, Gobierno y Empresas**





ÍNDICE DE CONTENIDO

+ TEST RÁPIDOS COVID - 19	01
+ COVID - 19 - BIOLOGÍA MOLECULAR	03
+ TEST RÁPIDOS INFLUENZA	04
+ TEST RÁPIDOS RSV	06
+ TEST RÁPIDOS ADENOVIRUS RESPIRATORIO	07
+ TEST RÁPIDO STREPTOCOCCUS	08
+ TEST RÁPIDOS NEUMONÍA	09
+ INSUMOS PARA PCR (HISOPOS Y TUBOS ESTÉRILES CON TAPA A ROSCA)	11



TEST RÁPIDOS COVID 19

PANBIO™ COVID-19 AG RAPID TEST DEVICE

Detección : Antígenos del SARS-CoV-2

Tipo de muestra: Hisopado Nasal / Nasofaríngeo

Presentación: 25 determinaciones

- El test rápido de Abbott Panbio™ COVID-19 Ag es un instrumento confiable y accesible para ayudar a los profesionales de salud a detectar infecciones de coronavirus a escala masiva, ayudando así a frenar la propagación del virus.
- El test obtiene resultados en 15 minutos, sin necesidad de instrumentos de laboratorio, utilizando la tecnología comprobada de flujo lateral.
- Las pruebas rápidas de antígeno ofrecen información crítica en la etapa del ciclo de la infección cuando el riesgo de contagio está más alto.



TEST RÁPIDOS COVID 19

PANBIO™ COVID-19/FLU A&B RAPID PANEL

EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL PERMITE TOMAR DECISIONES TERAPÉUTICAS OPORTUNAS. EL ÚLTIMO AVANCE EN PRUEBAS RESPIRATORIAS DE ABBOTT.

Detección : detecta una infección activa por Influenza A&B y/o COVID-19.

Tipo de muestra: Solo 1 hisopo nasofaríngeo para COVID-19 y gripe A y B

Presentación: Kit de 10 pruebas

- Identifique rápidamente a las personas contagiosas para tratamiento o aislamiento.
- Resultado para influenza y COVID-19 en 15 minutos
- Fácil de implantar en programas de pruebas a gran escala y de alto rendimiento
- ideal para realizar pruebas rápidas a muchas personas en consultas de medicina general, puntos de atención, lugares de trabajo, farmacias y escuelas/universidades.



	COVID-19	COVID-19 (Ct ≤ 30)	GRYPE A	GRYPE B
SENSIBILIDAD	88,0 %	94,4 %	92,0 %	100 %
ESPECIFICIDAD	100 %	100 %	100 %	100 %
IC del 95 % (sens.)	80 %-93,6 %	87,5 %-98,2 %	80,8 %-97,8 %	92,9 %-100 %
IC del 95 % (espec.)	98,2 %-100 %	98,2 %-100 %	98,2 %-100 %	98,2 %-100 %



COVID 19 - BIOLOGÍA MOLECULAR

ID NOW™

Cuenta con una tecnología de amplificación isotérmica de ácidos nucleicos; todo dentro de un cartucho. En lugar de ciclos térmicos, el sistema utiliza enzimas para impulsar rápidamente el proceso de amplificación.

Con su diseño intuitivo y compacto, ID NOW™ es ideal en múltiples entornos médicos que intervienen en el cuidado del paciente.

Tipo de muestra:

- Para el cartucho de Covid: hisopado directo.
- Para el cartucho de Influenza A&B y RSV: hisopado directo o medio de transporte.

Ventajas: El diseño intuitivo del instrumento ID NOW™ puede tener un impacto positivo en cualquier establecimiento médico.

- Fácil de usar, con solo unos requisitos mínimos de formación.
- Pantalla táctil muestra los resultados, lo que elimina errores de interpretación, transcripción y la necesidad de impresión.
- Pequeño tamaño ahorra espacio en el escritorio y se puede usar en cualquier entorno clínico.
- Bloqueo de CC.
- Conectividad bidireccional.
- Ofrece un rendimiento excepcional.
- Facilita los tratamientos antivíricos especializados y la administración de antimicrobianos.
- Las pruebas fiables de diagnóstico inmediato permiten reducir los costes sanitarios globales.

La exclusiva tecnología de amplificación de ácidos nucleicos isoterma de ID NOW™ proporciona resultados moleculares en cuestión de minutos, lo que le permite tomar decisiones clínicas eficaces más rápidas.



TEST RÁPIDOS INFLUENZA

SD BIOLINE INFLUENZA AG A/B/A (H1N1) PANDEMIC

Detección: Virus de la gripe A/B/A (H1N1) pandémico de UN SOLO PASO

Tipo de muestra: Hisopado Nasal / Nasofaríngeo

Presentación: caja x 10 determinaciones

Marca: Standard Diagnostics, Inc.®

- Inmunoensayo cromatográfico rápido de un solo paso para la detección cualitativa y diferencial de antígenos del virus de la gripe tipo A, tipo B y A (H1N1) pandémico directamente a partir de muestras nasales / faríngeas / nasofaríngeas tomadas con hisopo o muestras nasales / nasofaríngeas aspiradas.



TEST RÁPIDOS INFLUENZA

SD BIOLINE™ INFLUENZA ULTRA


Detección: Ensayo rápido para detectar y distinguir el virus de la influenza tipo A y B en pocos minutos.

Tipo de muestra: Hisopado ó Aspirado Nasofaríngeo

Presentación: caja x 10 Test/Kits

Marca: Standard Diagnostics, Inc.®

- Resultado confiable y fácil de leer en tan solo 8 minutos.
- Resultados fáciles de interpretar con líneas de 3 colores: verde, azul, rojo.
- Formato de casete con extracción de diluyente mejorada.
- Tubo de extracción con filtro que mejora la preparación de la muestra y minimiza la obstrucción.



TEST RÁPIDOS RSV

SD BIOLINE RSV

Detección: Ensayo inmunocromatográfico para la detección cualitativa del virus sincitial respiratorio (RSV) en NPS (secreción/aspiraciones nasofaríngeas).

Método: Flujo lateral

Tipo de muestra: NPA (secreción / aspirado nasofaríngeo)

Tiempo de obtención de los resultados: 15 minutos

Presentación: 25 pruebas

Marca: Standard Diagnostics, Inc.®

Datos de rendimiento:

- Sensibilidad: 92.3%
- Especificidad: 93.3%



TEST RÁPIDOS ADENOVIRUS RESPIRATORIO

ADENOVIRUS PNEUMONIAE

Detección: inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa del antígeno de *adenovirus* en hisopados conjuntivos oculares, hisopados de garganta e hisopados nasales como ayuda en el diagnóstico de infecciones por adenovirus.

Tipo de muestra: hisopado ocular, hisopado nasofaríngeos.

Tiempo de obtención de los resultados: 15 minutos

Presentación: 20 pruebas

Datos de rendimiento: Sensibilidad/especificidad: 98.2 % en comparación con PRC



TEST RÁPIDOS STREPTOCOCCUS

ABON™ STREP A RAPID TEST

Detección: Antígenos del Streptococcus del Grupo A (Strep A)

Tipo de muestra: Frotis de garganta

Presentación: caja x 25 unidades

Marca: ABON™ Strep A Rapid Test

- Detección cualitativo de antígenos del Streptococcus del Grupo A (Strep A)
- Rápida y fácil ejecución
- Fiable y cómodo. Resultados listos en 5´
- Solo uso profesional de diagnóstico in vitro.



TEST RÁPIDOS STREPTOCOCCUS Y NEUMONÍA

BINAXNOW™ STREP PNEUMONIAE

Detección: prueba rápida para la detección cualitativa del antígeno de *S. pneumoniae* en la orina de pacientes con neumonía y en el líquido cefalorraquídeo (LCR) de pacientes con meningitis.

Tipo de muestra: Orina, LCR


Tiempo de obtención de los resultados: 15 minutos

Presentación: 22 pruebas

Datos de rendimiento:

- Sensibilidad/especificidad en orina*: 86 %/94 %
- Sensibilidad/especificidad en LCR**: 97 %/99 %

La tarjeta para antígeno BinaxNOW™ *S. pneumoniae* permite la identificación rápida y precisa del antígeno de *S. pneumoniae* en pacientes con neumonía neumocócica y meningitis neumocócica gracias a una sencilla tecnología que ayuda al médico a establecer rápidamente un tratamiento específico.



*Datos retrospectivos.
**Datos prospectivos
Consulte el prospecto para obtener los datos completos de rendimiento..

TEST RÁPIDOS NEUMONÍA

BINAXNOW™ LEGIONELLA

Detección: prueba rápida para la detección cualitativa del antígeno del serogrupo 1 de *Legionella pneumophila* en la orina de pacientes con síntomas de neumonía.

Tipo de muestra: Orina

Tiempo de obtención de los resultados: 15 minutos

Presentación: 22 pruebas

Datos de rendimiento: Sensibilidad/especificidad: 95 %/95 %



EQUIPAMIENTO PARA PCR

(HISOPOS Y TUBOS ESTÉRILES CON TAPA A ROSCA)

FLOCKED SWAB

Hisopos de Nylon para toma de muestras NASOFARINGEO
(recomendadas para Covid -19)


Marca: Britania

Presentación:

- Estériles en envase individual (peel pack)
- Hisopos con punta de Nylon minitip flexible x 250 unidades.

Ventajas:

- Mayor recolección de secreciones y material celular.
- Liberación instantánea y completa de la muestra al medio de transporte.
- Varilla de plástico flexible con sitio de ruptura.
- Hisopos estériles envasados individualmente.
- Punta de tamaño minitip flexible.



EQUIPAMIENTO PARA PCR

(HISOPOS Y TUBOS ESTÉRILES CON TAPA A ROSCA)

HISOPOS ESTÉRILES- MEUS

Hisopos de Dacrón para toma de muestras OROFARINGEOS
(recomendadas para Covid -19)

Marca: Meus

Presentación:

- Estériles en envase individual (peel pack)
- Hisopos con punta de Dacrón : presentación individual.
- Utilizados para recoger, transportar y mantener las muestras de análisis de forma segura.
- Todas las materias primas utilizadas son atóxicas, certificadas según la normativa europea y Directivas de la FDA (EE. UU.).



EQUIPAMIENTO PARA PCR

(HISOPOS Y TUBOS ESTÉRILES CON TAPA A ROSCA)

TUBOS CÓNICOS TAPA A ROSCA ESTÉRILES

Tubos cónicos tapa a rosca estériles contruidos en Polipropileno de alta transparencia.

- Capacidad: 15ml.
- Fondo cónico. Tapa a rosca. Graduados de molde.
- Utilizados para el transporte de muestras tomadas en los hisopados.

Marca: MakLab

Presentación: Tubos estériles en bolsa individual x 50 unidades



ACERCA DE DIMAT

DISTRIBUIDOR DE INSUMOS PARA LABORATORIOS

Somos una empresa familiar especializada en la comercialización y distribución de TEST RÁPIDOS, REACTIVOS e INSUMOS para el Diagnóstico e Investigación de Laboratorio.

Con más de 10 años de experiencia en el mercado de la salud argentino, brindamos una SOLUCIÓN INTEGRAL a las necesidades más frecuentes de nuestros clientes; abarcando desde pequeñas empresas en el ámbito privado hasta complejas estructuras del sector estatal.

"EN DROGUERÍA DIMAT, EL FACTOR HUMANO HACE LA DIFERENCIA. "

Con un management joven, ágil y profesional, buscamos trascender el rol tradicional de "proveedor de servicios", para convertirnos en un "solucionador" y un "aliado estratégico" en el desarrollo de negocio de nuestros clientes.



ATENCIÓN SANITARIA Y HOSPITALARIA

- Material descartable
- Material de vidrio
- Reactivos
- Reactivos in vitro
- Test rápidos
- Precursores químicos
- Instrumental para Laboratorio





RAZONES PARA ELEGIRNOS


UNA EMPRESA HECHA POR SU GENTE.

Honestidad, vocación de servicio y dedicación son parte de nuestro ADN.

- Más de 10 años de experiencia en el mercado de la salud;
- Gestión personalizada y asesoramiento técnico/profesional;
- Amplia gama de productos, con stock en constante evolución y bajo demanda;
- Seriedad, compromiso y cumplimiento en los plazos de entrega;
- Alternativas de financiamiento y presupuestos "a medida";
- Staff en permanente formación y actualización con las últimas tendencias;
- Representante oficial de marcas de primer nivel internacional.



www.drogueriadimat.com.ar



DROGUERÍA

DIMAT

Factor Humano

ESTEMOS EN CONTACTO



+54 11 3969-2501



+54 9 11 2242-3100



www.drogueriadimat.com.ar



Comodoro Rivadavia 3425. Sarandí
Avellaneda (B1872) Bs. As., Argentina



www.drogueriadimat.com.ar